Nutzungshinweis und Zweckbestimmung (SMART-Pedigree)

Stand: 30.10.2026 · **gilt ab Programmversion:** 3.1.0

Dieser Hinweis erläutert die bestimmungsgemäße Verwendung und die Grenzen der Software. Er begründet keine Leistungs- oder Beschaffenheitsvereinbarung; maßgeblich sind die Allgemeinen Geschäfts- und Lizenzbedingungen (AGB/EULA) und die Leistungsbeschreibung.

1. Zweckbestimmung

SMART-Pedigree ist eine Software zur Erfassung, Darstellung, Dokumentation und Weitergabe von Familienanamnesen und Stammbäumen in der genetischen Beratung.

SMART-Pedigree stellt keine Diagnosen, berechnet keine Erkrankungs- oder Mutationsrisiken, bewertet keine Befunde und gibt keine Empfehlungen zu Diagnostik, Testung, Früherkennung oder Therapie. Alle fachlichen Bewertungen und Entscheidungen trifft das Fachpersonal. Vorschläge der Software – etwa zu Bezeichnungen oder zur Zuordnung einer Erkrankung – werden erst nach ausdrücklicher Bestätigung übernommen.

2. Anwenderkreis und Verantwortung

SMART-Pedigree ist für Fachpersonal in der genetischen Beratung und Humangenetik bestimmt (Ärztinnen und Ärzte, genetische Beraterinnen und Berater sowie Dokumentationspersonal unter deren Verantwortung). Ratsuchende nutzen ausschließlich den Web- bzw. PDF-Fragebogen zur Eingabe ihrer eigenen Angaben.

Die Verwendung der Software entbindet nicht von der ärztlichen bzw. fachlichen Sorgfaltspflicht. Die Anwenderin bzw. der Anwender prüft Stammbäume, Dokumentation und Exporte auf Richtigkeit und Vollständigkeit, bevor sie verwendet oder weitergegeben werden.

3. Importierte Daten und Vorschläge der Software

Beim Import (Web- und PDF-Fragebogen, PLIGU, CanRisk, HerediCaRe, Schnittstellen) übernimmt SMART-Pedigree die Angaben, wie sie in der Quelle stehen. Eine Prüfung auf inhaltliche Richtigkeit oder medizinische Plausibilität findet nicht statt. Importierte Angaben sind vor der weiteren Verwendung zu prüfen.

Vorschläge der Software – etwa eine Bezeichnung in Programmsprache oder die Zuordnung einer Erkrankung zu einer FBREK-Diagnose – sind unverbindlich. Die Originaleingabe bleibt erhalten. Erst die Entscheidung der Anwenderin bzw. des Anwenders macht einen Vorschlag zum Bestandteil der Dokumentation.

4. Export an andere Programme (CanRisk, HerediCaRe)

SMART-Pedigree stellt Daten im Dateiformat dieser Programme bereit. Die Prüfung vor dem Export betrifft ausschließlich Vollständigkeit, Format und formale Widerspruchsfreiheit der Daten. Personen, die das Zielformat nicht abbilden kann (z. B. nicht blutsverwandte oder ungeborene Personen), werden nicht exportiert; die Software weist vor dem Export darauf hin. Risikoberechnungen und Auswertungen erfolgen allein im jeweiligen Zielprogramm und liegen in der Verantwortung von dessen Hersteller und der Anwenderin bzw. des Anwenders.

5. TextModul und Score-Bögen

SMART-Pedigree liefert keine Regeln, Brieftypen oder Score-Bögen mit. Regeln, Textvorlagen, Formeln und deren Quellen legt die Einrichtung selbst an; sie ist für deren fachliche Richtigkeit verantwortlich. Ein Score-Bogen gibt nur den Punktwert nach der hinterlegten Formel aus; eine Einstufung oder Empfehlung erfolgt durch die Software nicht. Erzeugte Texte sind Entwürfe und vor Verwendung, Freigabe oder Versand fachlich zu prüfen.

6. Körpermaße

SMART-Pedigree berechnet keine Perzentilen oder z-Werte und liefert keine Referenzdaten mit. Körpermaße werden so dargestellt, wie sie erfasst wurden (Verlauf, BMI aus Größe und Gewicht). Die Darstellung ist keine Beurteilung der kindlichen Entwicklung; die Einordnung der Werte liegt allein beim Fachpersonal.

7. Haftung

Die Verantwortung für fachliche Bewertungen und Entscheidungen liegt bei den Anwenderinnen und Anwendern. Dieser Hinweis enthält keinen pauschalen Haftungsausschluss. Die Haftung des Herstellers bestimmt sich ausschließlich nach § 16 AGB; zwingende gesetzliche Haftung, insbesondere nach dem Produkthaftungsgesetz, bleibt unberührt.